




GLOBAL

MEDICAL ENDOSCOPY

Endoscopy Equipment Specialists



FICHA TÉCNICA

Set de enucleación de próstata HoLEP 22.5 Fr



Incluye


- Cistoscopio 2.9mm 30°
- Elemento de trabajo LÁSER
- Camisa externa 22.5 Fr
- Camisa interna 20.5 Fr con obturador
- 3 adaptadores para fibra
- Nefroscopio HD 0°, 20cm, canal 15fr

HoLEP System 22.5 Fr

22.5Fr



GME2221 STORZ Type Nephroscope



GME2218 Resectoscope Sheath 22.5 FR STORZ Type

22Fr/180mm




GME2218 Obturator STORZ Type



GLOBAL
MEDICAL ENDOSCOPY

GME ENUCLEATION SET

GME9302 STORZ Type 30° 2.9mm Cystoscope




GMEW5013 Laser Working Element (Passive)



GME5010 Fiber Adapter (1.0mm) GME5012 Fiber Adapter (1.2mm) GME5204 Fiber Adapter (1.4mm)



GME2020 Inner sheath 20.5 Fr with obturator





**Entrega a
disponibilidad**



**Certificado
de garantía**



**Equipos
médicos
de calidad**



GLOBAL

MEDICAL ENDOSCOPY

Endoscopy Equipment Specialists

Contactanos

 909-563-8510

23891 Via Fabricante
Suite 609

Mission Viejo,
CA 92691 USA



 www.globalmedicalendoscopy.com