




GLOBAL
MEDICAL ENDOSCOPY
Endoscopy Equipment Specialists



FICHA TÉCNICA

Set de enucleación de próstata HoLEP 26 fr para equipos OLYMPUS



Incluye


- Morceloscopio HD con canal 15Fr
- Elemento de trabajo laser
- Camisa 24 Fr interna con punta metálica con obturador
- 3 Varillas de guía para fibra laser

HoLEP Sistema para Olympus 26 Fr

26Fr



GME-O-2620 Olympus Compatible Morceloscopio HD



Nuevo diseño
para **mayor flujo**



Funciona con camisa externa de 26Fr o 27Fr de Olympus



GLOBAL
MEDICAL ENDOSCOPY

GME ENUCLEACION PARA OLYMPUS

GME-O-W5000 Elemento Laser Pasivo



GME-O-5010 Guía de laser (1.0mm)

GME-O-5012 Guía de laser (1.2mm)

GME-O-5014 Guía de laser (1.4mm)



**GME -O-2420 Camisa Interna 24Fr
con obturador**





GLOBAL
MEDICAL ENDOSCOPY
Endoscopy Equipment Specialists

Contactanos

📞 909-563-8510

23891 Via Fabricante
Suite 609
Mission Viejo,
CA 92691 USA



🌐 www.globalmedicalendoscopy.com



**Entrega a
disponibilidad**



**Certificado
de garantía**



**Equipos
médicos
de calidad**